

Техническая спецификация на микроволновую печь

(Лот 16)

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100, Номинальная максимальная выходная мощность (Вт) 750, Максимальный входной ток (А) 7.8 Рабочее напряжение (В) 220 Частота (МГц) 2450±50 Размер камеры (мм) 330*365*235

Описание:

В микроволновом химическом реакторе используется микрокомпьютерная технология и уникальная технология регулировки микроволн для непрерывной регулировки. Есть индикатор мощности. Его работа проста. Отлично подходит для экспериментов, в которых необходимо исследовать условия микроволновых каталитических реакций. Изучение и практическая применимость в химических экспериментах с малой мощностью и поддержанием непрерывного микроволнового излучения, то для чего служат данные реакторы.

Особенности:

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1100, Номинальная максимальная выходная мощность (Вт) 750, Максимальный входной ток (А) 7.8 Рабочее напряжение (В) 220 Частота (МГц) 2450±50 Размер камеры (мм) 330*365*235

1. Используйте технологию адаптивной ПИД-регулировки: эффективно устраняйте перерегулирование.
2. Непрерывный режим вывода микроволн гарантирует, что микроволны будут постоянны в течение всего эксперимента.
3. Возможность быстрого реагирования. Он может быстро запускать, останавливать и регулировать выходную мощность.
4. Управление преобразованием частоты мощности СВЧ. Быстрый нагрев, селективный нагрев.
5. Открытая реакционная система: реакционные сосуды со стандартным горлом и устройства для конденсации и конденсации потока, капельного полива, регидратации и отделения воды могут быть установлены дополнительно в соответствии с условиями реакции.
6. Имеет функцию защиты от перегрева магнетрона: когда температура магнетрона слишком высока из-за чрезмерного времени использования или ненормальных условий, машина может автоматически отключить питание магнетрона, чтобы избежать повреждения магнетрона.
7. Микроволновый реактор имеет безопасный блокировочный выключатель: открытие дверцы печи при любых обстоятельствах остановит микроволновое излучение, обеспечивая безопасность пользователей.
9. Диапазон температур составляет 0-250 °C, и он имеет функцию коррекции погрешности температуры. Микроволновый реактор должен состоять из тефлонового стола, H-образной стеклянной трубки, подбора мощности, настройки перемешивания, внутреннего замка.

Гарантийная обслуживания 1 год

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Шошай Ж.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: до 20.12.2024 года с момента подписания договора