

**Техническая спецификация на комплект расходных материалов STRUERS для пробоподготовки на оборудовании
STRUERS
(Лот 1)
Общие требования**

№ п/п	Наименование	Описание	Ед. изм.	Кол- во
1	Алмазный отрезной диск для резки металлов на станке SRUERS Minitom. MID13. D 127 мм x 0,4 мм x D 12,7 мм.	Алмазный отрезной диск для резки металлов на станке SRUERS Minitom. MID13. D 127 мм x 0,4 мм x D 12,7 мм. Диск должен быть рекомендован заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS Minitom.	шт.	1
2	Алмазный отрезной диск для резки металлов на станке SRUERS Minitom MOD13. D 76 мм x 0,15 мм x D 12,7 мм.	Алмазный отрезной диск для резки металлов на станке SRUERS Minitom MOD13. D 76 мм x 0,15 мм x D 12,7 мм. Диск должен быть рекомендован заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS Minitom.	шт.	1
3	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 220. Упаковка 50 шт.	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 220. Упаковка 50 шт. SiC-бумага должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
4	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 500. Упаковка 100 шт.	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 500. Упаковка 100 шт. SiC-бумага должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
5	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 1000. Упаковка 100 шт.	SiC-бумага. Диаметр 200 мм. Шлифовальная бумага (карбид кремния). Для мокрого шлифования материалов HV 30-800 на станке STRUERS LaboPol. Абразив 1000. Упаковка 100 шт. SiC-бумага должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
6	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 15 мкм.	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 15 мкм. Алмазная суспензия должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	2
7	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 9 мкм.	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 9 мкм. Алмазная суспензия должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
8	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы и охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 6 мкм.	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы и охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 6 мкм. Алмазная суспензия должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1

9	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 3 мкм.	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 3 мкм. Алмазная суспензия должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
10	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 1 мкм.	DiaDuo-2. Универсальная алмазная суспензия для полировки материалов на станке STRUERS LaboPol. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. Не содержит растворителей. 500 мл. Зернистость 1 мкм. Алмазная суспензия должна быть рекомендована заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1
11	MD-Fuga. Адгезивный диск для удерживания шлифовальной бумаги для станка STRUERS LaboPol. Многоразового использования. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Упаковка 5 шт.	MD-Fuga. Адгезивный диск для удерживания шлифовальной бумаги для станка STRUERS LaboPol. Многоразового использования. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Упаковка 5 шт. Адгезивный диск должен быть рекомендован заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	2
12	MD-Dac. Универсальное полировальное сукно для всех материалов для станка STRUERS LaboPol. Атласная ацетатная ткань. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.	MD-Dac. Универсальное полировальное сукно для всех материалов для станка STRUERS LaboPol. Атласная ацетатная ткань. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт. Универсальное полировальное сукно должно быть рекомендовано заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	2
13	MD-Mol. Сукно для полирования черных и цветных металлов и полимеров для станка STRUERS LaboPol. 100% шерсть. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.	MD-Mol. Сукно для полирования черных и цветных металлов и полимеров для станка STRUERS LaboPol. 100% шерсть. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт. Сукно должно быть рекомендовано заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	2
14	MD-Chem. Сукно для финального полирования всех материалов полимеров для станка STRUERS LaboPol. Пористая синтетика. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.	MD-Chem. Сукно для финального полирования всех материалов полимеров для станка STRUERS LaboPol. Пористая синтетика. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт. Сукно для финального полирования должно быть рекомендовано заводом-изготовителем для работы на станке STRUERS LaboPol.	упаковка	1

Председатель правления - ректор

Проректор по НИД и Ц

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Денисова Н.Ф.

Плотников С.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 20 календарных дней с момента подписания договора